

Préventif Spot Vital Sign



Inventaire : **802013**
 Responsable : **Dylan Morelli**
 Intervention:

date: **30-07-2026**

Référence :

Inspection Externe				
Étape	Description			Conforme
Inspection visuel	Nettoyage / Désinfection			X
	Vérification des dommages (bris, boutons ou autres)			X
	Vérification du connecteur, tubulure et Brassard			X
	Vérification du connecteur câble de SPO2			X
	Vérification de la sonde de température			X
Support de pole	écrou de fixation en bon état			X
	fonctionnement / lubrification			X
"SHAKE TEST"	Vérification d'aucune pièce libre			X
Diagnostic				
Étape	Description	Limite	Valeur	Conforme
"POWER ON Self-TEST"	aucun message d'erreur			X
	Icône batterie sur batterie			X
	Icône Alimentation sur Alimentation			X
Vérification logiciels	SW1			
	SW2			
	PRP mmHg			
	Date			
	Heure			
Historique	Vérification erreur dans fichiers journal			X
	Reset fichier journal			X
Batterie	Voltage Batterie	>= 6,1v		X
	Remplacement de batterie au 2ans			
Test Dynamique PNI				
Étape	Description	pression	bpm	Conforme
Pression Basse	Test 1) 60/30 60 bpm	63/35	60	X
	Test 2) 60/30 60 bpm	63/36	59	X
	Test 3) 60/30 60 bpm	63/36	59	X
Pression Normal	Test 1) 120/80 60 bpm	122/81	59	X
	Test 2) 120/80 60 bpm	121/80	60	X
	Test 3) 120/80 60 bpm	119/81	60	X
Pression Haute	Test 1) 200/150 60 bpm	207/153	60	X
	Test 2) 200/150 60 bpm	206/150	60	X
	Test 3) 200/150 60 bpm	209/146	60	X

Préventif Spot Vital Sign



Inventaire : **802013**
 Responsable : **Dylan Morelli**
 Intervention:

date: **30-07-2026**

Référence :

Test Température				
Étape	Description	Limite	Valeur	Conforme
Cal Key	Température simulé 36,3 +/- 0,1 celcius	36,3	36,3	X
Sonde (lecture mode M)	température demandé 36 celcius			
	température demandée 38,5 celcius			
	température demandée 41 celcius			
		Demandé	Valeur	
	température demandée en celcius			
Test Spo2				
Étape	Description	%	bpm	Conforme
Saturation	Test 85% 80bpm	85	80	X
	Test 98% 150bpm	98	150	X
Fuite au Brassard				
Étape	Description		Valeur	Conforme
Fuite mmHg/min	Brassard 1	<50	32	x
	Brassard 2	<50	21	x
	Brassard 3	<50		

Remarque:

Dylan Morelli 12-09-2026