

# Note de service

**Destinataire :** Médecins, gestionnaires, personnel en soins infirmiers, pharmaciens du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

**Expéditeur :** Service d'évaluation matériel et équipement de soins (DSI-PP)

**Date :** Le 17 septembre 2019

**Objet :** Modification des seringues BD de 60 ml

Bonjour,

Nous venons d'être avisés qu'au cours des prochains mois les seringues BD 60 ml passeront au format de 50 ml. Les changements concernent uniquement le repère et les graduations, qui n'iront plus au-delà de 50 ml. Étant donné qu'aucun changement n'est apporté à la forme, la dimension et les matières premières, la nouvelle seringue BD de 50 ml restera compatible avec tous les dispositifs auxiliaires. Si vous utilisez un pousse-seringue, conservez le réglage de la seringue de 60 ml BD. De même, avec tout matériel robotisé automatique ou semi-automatique destiné à la préparation des médicaments. Les 2 codes GRM concernés 2000000417 (embout luer lock) et 2000000418 (embout cathéter) resteront les mêmes.

SVP, veuillez informer votre personnel concerné. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter :

Nicole Ta, conseillère en soins infirmiers - volet matériel et équipement de soins au : 514 252-3400, poste 3110 ou 5657

Merci de votre collaboration.

**New**  
BD® 50 mL Syringe



**Current**  
BD® 60 mL Syringe

