


Principales commandes vocales dans IDS7

L'objectif de ce document est de présenter les commandes vocales les plus fréquemment utilisées pour la production de rapport avec Sectra IDS7.

INSERTIONS AUTOMATIQUES

- « **[Nom du gabarit]** » : appelle un nouveau gabarit pour remplacer le gabarit sélectionné automatiquement. Ex. : dire « Macro angioscan pulmonaire » ouvre le gabarit Angioscan pulmonaire.
Pour connaître préalablement la commande vocale associée à un gabarit, sélectionnez-le dans la liste et passez la souris sur son nom pour faire apparaître le texte en surbrillance. La phrase de raccourci indique la commande vocale permettant d'appeler le gabarit.
- « **Macro défaut** » : appelle le gabarit défaut du système.



NAVIGATION

- « **Aller à [Nom du champ]** » : positionne le curseur dans le champ nommé. Pour connaître la commande vocale associée à un champ, passez la souris sur les crochets [] situés à côté ou sous le titre du champ.
- « **Reprendre à [mot]** » : positionne le curseur après le mot dicté et supprime tout le texte se trouvant entre ce mot et l'ancienne position du curseur.
- « **Début du paragraphe** » : positionne le curseur au début du paragraphe.
- « **Fin du paragraphe** » : positionne le curseur à la fin du paragraphe.
- « **Début de la phrase** » : positionne le curseur au début de la phrase.
- « **Fin de la phrase** » : positionne le curseur à la fin de la phrase.



CORRECTION

- « **Corriger [mot erroné] – [mot corrigé]** » : sélectionne le mot erroné et le remplace par le mot corrigé. Ex. : « Corriger module – nodule » sélectionne le mot « module » et le remplace par « nodule ».
- « **Corriger de [début erroné] à [fin erronée] - [texte corrigé]** » : sélectionne la portion de texte comprise entre « début erroné » et « fin erronée » et la remplace par le texte corrigé dicté.
- « **Sélectionner [mot ou extrait de texte]** » ou « **Sélectionner de [début] à [fin]** » : sélectionne un mot ou une portion de texte et l'affiche en surbrillance.

- « **Tout sélectionner** » : sélectionne le rapport complet.
- « **Effacer ça** » : efface le texte sélectionné.
- « **Annuler ça** » : annule la dernière action effectuée.

GESTION DU FORMATAGE

- « **Gérer le formatage** » : ouvre la section formatage du menu Nuance Dragon Medical.
- « **Paragraphe** » ou « **Nouveau paragraphe** » : positionne le curseur au début d'un nouveau paragraphe
- « **À la ligne** » ou « **Nouvelle ligne** » : positionne le curseur au début d'une nouvelle ligne
- « **En majuscule** » : met la première lettre du mot sélectionné en majuscule (le mot doit avoir été sélectionné préalablement à l'aide de la commande vocale ou de la souris).
- « **En minuscule** » : met la première lettre du mot sélectionné en minuscule (le mot doit avoir été sélectionné préalablement à l'aide de la commande vocale ou de la souris).
- « **Tout en majuscules** » : écrit le mot sélectionné en majuscules (le mot doit avoir été sélectionné préalablement à l'aide de la commande vocale ou de la souris).
- « **Paragraphe – Premièrement** » : crée un nouveau paragraphe et démarre une liste numérotée avec 1. Pour continuer la liste, dicter « Paragraphe – Deuxièmement », « Paragraphe – Troisièmement » etc...
- « **Chiffre romain [chiffre]** » : écrit le chiffre indiqué en chiffres romain. Exemple « Chiffre romain 5 » écrit « V ».

GESTION DU VOCABULAIRE

- « **Ajouter un mot** » : ouvre la page du menu Nuance Dragon Medical vous permettant d'ajouter un mot mal reconnu. Prenez note que
- « **Ajouter ça au vocabulaire** » : ouvre la page du menu Nuance Dragon Medical vous permettant d'ajouter le mot sélectionné.
- « **Gérer le vocabulaire** » : ouvre la section vocabulaire du menu Nuance Dragon Medical listant les mots ajoutés.