



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R.

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

800453

RT-04126

SANYO

MPR-414F

10100699

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

Ref. / Cons. 05°C / -20°C

Alarme haute

08°C / -10°C

Alarme externe

elpro.

Température actuel

05°C / -19°C

Alarme basse

03°C / -30°C

Température enregistreur

n/a

Points à vérifier

Tension d'alimentation

Ref. / Cons. 117,8 Vac

Tension de la pile

n/a

Compresseur premier stage

3.0 A. / 3.6 A.

Compresseur deuxième stage

n/a

Moteur du condenseur

n/a

Moteur de l'évaporateur

OK

Minuterie de dégivrage

n/a

Cordon électrique

OK

Contacteurs compresseurs

n/a

Joint d'étanchéité de porte

OK

Système auxiliaire LN/CO2

n/a

Nettoyage du condenseur

n/a

Enregistreur graphique

non utilisée

Fermeur de porte

n/a

Charnière de porte

OK

Moteur du circulateur

n/a

Valve du CO2

n/a

Raccord tube CO2

n/a

Point de consigne CO2

n/a

Élément électrique

n/a

Réservoir d'humidité

n/a

Drain

OK

Interrupteur de porte

OK

Élément de porte

n/a

Commentaires

Date: 05 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client:

Technicien:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R.

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

800453

RT-04126

SANYO

MPR-414F

10100699

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

REFRIGÉRATEUR

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

OUI

PRÉCISION

$\pm 1^{\circ}\text{C}$

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

OUI

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

NON

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALEBRATEUR	3.751°C	3.751°C	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
AFICHEUR	4°C	4°C	$\pm 1^{\circ}\text{C}$

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Plaque m = 1523 s = 3260039

STANDARDS USED

Sonde RTD m = 5627A s = 4994391

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2025

DATE DUE
DUE DATE

Mai 2026

Signature Client: _____



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÊL.:			CONTACT: TÊL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
800453	RT-04126	SANTO	MPR-414F	10100699	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

CONGÉLATEUR

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

± 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CAUFRATEUR	-19.181°C	-19.181°C	± 1°C
AFFICHEUR	-20°C	-20°C	± 1%

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Plaque m = 1523 S = 3268039

STANDARDS USED

Sonde RTD m = 562710 S = 5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE

7-5-2005

DATE DUE
DUE DATE

MAI 2006

Signature Client: _____