



## Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5  
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**  
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca  
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT  
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION  
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

# D'UNITÉ  
UNIT #

ENDROIT  
LOCATION

MARQUE  
MAKE

# MODÈLE  
MODEL #

# SÉRIE  
SERIAL #

800453

RT-04126

SANYO

MPR-414F

10100699

## CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION Congélateur

REÇU CONFORME  
RECEIVED IN SPECS oui

PRÉCISION +/- 1%

QUITTE CONFORME  
LEAVING IN SPECS oui

BON DE TRAVAIL  
WORK ORDER # 17216

RÉPARATION (o/n)  
REPAIRED (y/n) non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE  
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)  
COMMENTS

|             | AVANT      | APRÈS      | TOLÉRANCE |
|-------------|------------|------------|-----------|
| Calibrateur | -20.321 °c | -20.321 °c | +/- 1°c   |
|             |            |            |           |
| Afficheur   | -20 °c     | -20 °c     | +/- 1°c   |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |
|             |            |            |           |

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627A s=4994391

CERTIFIÉ PAR Alexandre Dumont  
CERTIFIED BY

DATE 19-Mai-2026 DATE DUE 05/2027

Signature Client: 



## Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5  
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**  
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca  
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT  
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION  
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

# D'UNITÉ  
UNIT #

ENDROIT  
LOCATION

MARQUE  
MAKE

# MODÈLE  
MODEL #

# SÉRIE  
SERIAL #

800453

RT-04126

SANYO

MPR-414F

10100699

## CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

Réfrigérateur

REÇU CONFORME  
RECEIVED IN SPECS

oui

PRÉCISION

+/- 1%

QUITTE CONFORME  
LEAVING IN SPECS

oui

BON DE TRAVAIL  
WORK ORDER #

17216

RÉPARATION (o/n)  
REPAIRED (y/n)

non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE  
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)  
COMMENTS

|             | AVANT    | APRÈS    | TOLÉRANCE |
|-------------|----------|----------|-----------|
| Calibrateur | 4.866 °c | 4.866 °c | +/- 1°c   |
| Afficheur   | 5 °c     | 5 °c     | +/- 1°c   |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |
|             |          |          |           |

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627a s=5627363

CERTIFIÉ PAR  
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE  
DUE DATE 05/2027

Signature Client: 



## Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT  
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION  
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

# D'UNITÉ  
UNIT #

ENDROIT  
LOCATION

MARQUE  
MAKE

# MODÈLE  
MODEL #

# SÉRIE  
SERIAL #

800453

RT-04126

SANYO

MPR-414F

10100699

## Maintenance préventive

### Vérification contrôleur

Point de consigne

Alarme haute

Alarme externe

Température actuel

Alarme basse

Température enregistreur

### Points à vérifier

Tension d'alimentation

Tension de la pile

Compresseur premier stage

Compresseur deuxième stage

Moteur du condenseur

Moteur de l'évaporateur

Minuterie de dégivrage

Cordon électrique

Contacteurs compresseurs

Joint d'étanchéité de porte

Système auxiliaire LN/CO2

Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique

Poignée porte

Penture porte

Moteur du circulateur

Valve du CO2

Raccord tube CO2

Point de consigne CO2

Élément électrique

Réservoir d'humidité

Drain

Interrupteur de porte

Élément de porte

Commentaires \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Date: 19/Mai/2026

Prochaine maintenance: 05/2027

Signature Client: 

Technicien: Charles-O. Paris-Hardy