



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R.

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL:

CONTACT:

TÉL:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801011

RT-04111

NEW-BRUNSWICK

U725-86

F725CR030195

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

Alarme haute

Alarme externe

Température actuel

Alarme basse

Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation

Tension de la pile

Compresseur premier stage

Compresseur deuxième stage

Moteur du condenseur

Moteur de l'évaporateur

Minuterie de dégivrage

Cordon électrique

Contacteurs compresseurs

Joint d'étanchéité de porte

Système auxiliaire LN/CO2

Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique

Fermeture de porte

Charnière de porte

Moteur du circulateur

Valve du CO2

Raccord tube CO2

Point de consigne CO2

Élément électrique

Réservoir d'humidité

Drain

Interrupteur de porte

Élément de porte

Commentaires

Date: 07 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client:

Technicien:

NJ



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>	
FAX:			FAX:	
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:	
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #
801011	RT-04111	NEW-BRUNSWICK	U725-86	F725CR030195

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>CONGELATEUR</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>oui</u>
PRÉCISION	<u>±1%</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>oui</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16674</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>non</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
<u>CALIBRATEUR</u>	<u>-78.649°C</u>	<u>-78.649°C</u>	<u>± 2°C</u>
<u>AFFICHEUR</u>	<u>-78°C</u>	<u>-78°C</u>	<u>± 2°C</u>

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS phls m=1973 s=328039

STANDARDS USED Santa Rto m=5677A s=5627363

CERTIFIÉ PAR [Signature] DATE 7-5-2025 DATE DUE mai 2026
CERTIFIED BY

Signature Client: _____