



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL:

CONTACT:

TÉL:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801011

RT-04111

NEW-BRUNSWICK

U725-86

F725CR030195

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION Congélateur

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS oui

PRÉCISION + - 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS oui

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER # 17216

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n) non

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
Calibrateur	-80.255 °c	-80.255 °c	+ - 2°c
Afficheur	-80 °c	-80 °c	+ - 2°c

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRAÇABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Fluke 1523 s=3268039

STANDARDS USED Sonde rtd 5627a s=4994391

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

Alexandre Dumont

DATE 19-Mai-2026

DATE DUE
DUE DATE 05/2027

Signature Client:



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER CIUSSS DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Pavillon Rachel-Tourigny

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801011

RT-04111

NEW-BRUNSWICK

U725-86

F725CR030195

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne
Alarme haute
Alarme externe

Température actuel
Alarme basse
Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation
Tension de la pile
Compresseur premier stage
Compresseur deuxième stage
Moteur du condenseur
Moteur de l'évaporateur
Minuterie de dégivrage
Cordon électrique
Contacteurs compresseurs
Joint d'étanchéité de porte
Système auxiliaire LN/CO2
Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique
Poignée porte
Penture porte
Moteur du circulateur
Valve du CO2
Raccord tube CO2
Point de consigne CO2
Élément électrique
Réservoir d'humidité
Drain
Interrupteur de porte
Élément de porte

Commentaires

Date: 19/Mai/2026

Prochaine maintenance: 05/2027

Signature Client:

Technicien:

Charles-O. Paris-Hardy