Rapport d'entretien préventif

Québec 2 Pèse-Persone

SERVICE

Recherche, Recherche Clinique HMR

Marque

Detecto

Date

2025-05-09

Modèle No. Série 750

No. GBM

22057 - 801012

E20914-0084

No. SR

1271950

I Inspection générale

- 1.1 Inspection physique de la balance et nettoyage
- 1.2 Vérification du transformateur / batterie
- 1.3 Vérification de la mise au niveau
- 1.4 Vérification de l'afficheur / pavé numérique/ boutons de contrôles
- 1.5 Vérification du poids "zéro"

reussite	Partice
٧	
V	
٧	
٧	
٧	

II Vérification de la calibration

2.1 Vérification avec poids	s étalon			
Poids lest	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Valeur mesuré	0.0kg	20.0kg	40.0kg	60.0kg
Déviation entre référence	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!

Poids lest	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Valeur mesuré	80,0kg	100.0kg	120.0kg
Déviation entre référence	0,0kg	#VALEUR!	#VALEUR!

^{*} Tolérance de ±0.1kg

2.2 Vérification du stadion	nètre	
l lauteur stadiomètre	90,0cm	180,0cm
Valeur mesuré	90,0cm	180,0cm
Déviation entre référence	0,0cm	0,0cm

^{*} Aucune tolérance disponible

III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Poids 20kg
No GBM	82061
Certifié par	Covariance
No de certification	00011E636641RK
Échéance du certificat	2025-12-31

IV Commentaire

Techniciens GBM	Tirre	
rancis Jolicoeur	/ Technicien GBM	
ghancis 5	/	