

CIUSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Génie Biomédical

Sphygmomanomètre – Validation

Manufacturier : Welch Allyn

Modèle : Tycos 5091-39

de série : 100407210930

Pression indiqué par le Sphygmomanomètre	Pression mesurée	Tolérance
300 mmHg	299.8 mmHg	± 3 mmHg
250 mmHg	249.9 mmHg	± 3 mmHg
200 mmHg	199.8 mmHg	± 3 mmHg
150 mmHg	149.8 mmHg	± 3 mmHg
100 mmHg	99.8 mmHg	± 3 mmHg
50 mmHg	49.8 mmHg	± 3 mmHg
0 mmHg	0 mmHg	± 3 mmHg

Date : 2024-04-12

Nom du technicien GBM : Renaud Houde-Bessette

Signature :

