

Rapport d'entretien

Pousse seringue

SERVICE

Recherche Clinique HMR

Marque

Excelior Medical

Date

2026-08-19

Modèle

ESP60

No. GBM

801033

No. Série

103541

No. SR

1291039

I Inspection générale

Réussite

Échec

1.1 Inspection physique de l'appareil et nettoyage

✓

1.2 Vérification du pavé numérique/ boutons de contrôles

✓

1.3 Vérification du déclenchement d'alarme

✓

II Vérification de la calibration

2.1 Précision linéaire avec seringue BD 60mL

Vitesse	Moyenne	Lente	Extra Lente
Distance parcourue	2,330cm	1,140cm	0,760cm
Distance nominale	2,320cm	1,160cm	0,775cm
Deviation entre référence	0,43%	-1,72%	-1,94%

* Tolérance de $\pm 3\%$

2.1 Pression d'occlusion avec seringue de 60mL

Vitesse	Moyenne	Lente	Extra Lente
Pression (psi)	10,99	9,98	9,81
Pression nominale (psi)	9 à 27	9 à 27	9 à 27
Valeur acceptée?	OUI	OUI	OUI

* Tolérance de $\pm 3\%$

III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Manomètre
No GBM	70642
Certifié par	Gétinge
No de certification	N/A
Échéance du certificat	31-07-2027

IV Commentaire

V Techniciens GBM

Titre

Hermann

FOSSUO

/ Électromécanicien GBM