



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION	
			H.M.R.	
FAX:			FAX:	
CONTACT: TÉL:			CONTACT: TÉL:	
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #
801041	RT-04126	THERMO	FFGL2330A	0153651201150718

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

Alarme haute

Alarme externe

Température actuel

Alarme basse

Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation

Tension de la pile

Compresseur premier stage

Compresseur deuxième stage

Moteur du condenseur

Moteur de l'évaporateur

Minuterie de dégivrage

Cordon électrique

Contacteurs compresseurs

Joint d'étanchéité de porte

Système auxiliaire LN/CO2

Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique

Fermeur de porte

Charnière de porte

Moteur du circulateur

Valve du CO2

Raccord tube CO2

Point de consigne CO2

Élément électrique

Réservoir d'humidité

Drain

Interrupteur de porte

Élément de porte

Commentaires _____

Date: 07 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client: _____

Technicien: _____

MJ



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT
CUSTOMER

LIEU D'INSTALLATION
EQUIPMENT LOCATION

H.M.R.

FAX:

FAX:

CONTACT:

TÉL.:

CONTACT:

TÉL.:

D'UNITÉ
UNIT #

ENDROIT
LOCATION

MARQUE
MAKE

MODÈLE
MODEL #

SÉRIE
SERIAL #

801041

RT-04126

THERMO

FFGL2330A

0153651201150718

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

CONGÉLATEUR

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

OUI

PRÉCISION

$\pm 1^{\circ}$

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

OUI

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

NON

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CALIBRATEUR	-19.546°C	-19.546°C	$\pm 1^{\circ}$
AFFICHEUR	-20.2°C	-20.2°C	$\pm 1^{\circ}$

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. - STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Probe m = 1523 S = 3268039

STANDARDS USED

Sonde RTD m = 5627A S = 4994391

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE

7-5-2025

DATE DUE
DUE DATE

MAI 2026

Signature Client: _____