

Rapport d'entretien préventif

Bain chauffant

SERVICE

Biochimie - Immunologie

Marque	VWR INTERNATIONAL LTEE	Date	2025-05-13
Modèle	WB05	No. GBM	801043
No. Série	W416B0867	No. SR	1273036

I Inspection générale

Réussite

Échec

- 1.1 Vérifier l'état général, la propreté et le châssis de l'appareil
- 1.2 Vérifier le câble d'alimentation
- 1.3 Vérifier le pavé numérique et les afficheurs
- 1.4 Vérifier les contrôles de température
- 1.5 Test de sécurité électrique
- 1.6 Vérification opérationnelle des paramètres

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

II Vérification opérationnelle

Paramètres	Tolérance	Programmées	Affichées	Mesurés	Déviations
Température (°C)	± 1,0	37	37	37,0	0,0

* Tolérance non disponible dans le manuel de l'appareil. Tolérance fournis par les utilisateurs selon leur besoin

Instrument de mesure	Thermomètre Fluke	Thermocouple
No GBM	18061	72988
Certifié par	Alpha Controls	Alpha Controls
No de certification	2024008108	2024005556
Échéance du certificat	2025-07-25	2025-07-17

III Commentaire

IV Techniciens GBM

Titre

Francis Jolicoeur

/ Technicien en génie bio-médical

Francis

©NDO/MVN/PD