

## Rapport d'entretien préventif

Bain chauffant SERVICE Biochimie- Immunologie

Marque VWR INTERNATIONAL Date 2026-05-11  
 Modèle WB05 No. GBM 801043  
 No. Série W416B0867 No. SR 1287352

### I Inspection générale

- 1.1 Vérifier l'état général, la propreté, le châssis de l'appareil et le câble d'alimentation
- 1.2 Vérification de la porte
- 1.3 Test de sécurité électrique
- 1.4 Vérification opérationnelle des paramètres

	Reussie	À corriger
1.1	v	
1.2	v	
1.3	n/a	
1.4	v	

### II Vérification opérationnelle

Paramètres	Tolérance	Programmées	Affichées (thermomètre)	Mesurés	Déviations
Température (°C)	± 1,0	37	37	37,1	-0,1

\* Tolérance tiré du manuel (Cultum Le mini-incubateur universel)

Instrument de mesure	Thermomètre Fluke	Thermocouple
No GBM	18061	72989
Certifié par	Alpha	IIM
No de certification	AC25071813	C792421-00-01
Échéance du certificat	2026-08-26	2026-02-04

### III Commentaire

### IV Techniciens GBM

Wilfried WASSOM SITCHIEU

Titre / Technicien GBM