

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Génie Biomédical

Validation
Saturomètre (SpO2)

Manufacturier : MASIMO CANADA ULC
Modèle : RAD-5
CI : 801050
série : N157373

Simulateur		Valeur mesurée	
%	BPM	%	BPM
100	150	100	150
98	120	98	120

97	100	97	100
95	80	95	80
90	65	90	65
85	60	85	60
80	30	80	30

Nom (lettres moulées) : Hermann FOSSUO TALOM

Signature : 

Date : 28-01-2025

Appareil utilisé pour validation : Fluke SPOT Light Sp02 functional tester GBM 23127