



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5
TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**
service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca
R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <i>H.M.R.</i>		
FAX:			FAX:		
CONTACT:			CONTACT:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
802025	RT-04126	THERMO	TSX2330FA	1141825901220120	

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne
Alarme haute
Alarme externe

Température actuel
Alarme basse
Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation
Tension de la pile
Compresseur premier stage
Compresseur deuxième stage
Moteur du condenseur
Moteur de l'évaporateur
Minuterie de dégivrage
Cordon électrique
Contacteurs compresseurs
Joint d'étanchéité de porte
Système auxiliaire LN/CO2
Nettoyage du condenseur

Enregistreur graphique
Fermoir de porte
Charnière de porte
Moteur du circulateur
Valve du CO2
Raccord tube CO2
Point de consigne CO2
Élément électrique
Réservoir d'humidité
Drain
Interrupteur de porte
Élément de porte

Commentaires _____

Date: 07 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client: 

Technicien: mj



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
802025	RT-04126	THERMO	TSY2330FA	1141825901220120	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>CONGÉLATEUR</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>non</u>
PRÉCISION	<u>±1%</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>oui</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16674</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>non</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION			
---	--	--	--

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
TEMPÉRATURE	-21.77°C	-21.77°C	±1%
AFFICHEUR	-21.9°C	-21.6°C	±1%

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

100 mL m = 1523 S = 3260030

STANDARDS USED

50 mL m = 562714 S = 4994931

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2005

DATE DUE
DUE DATE Mai 2006

Signature Client: _____