

Destinataire : Équipes de recherche clinique

Expéditeur : Bureau de coordination de la recherche clinique (BCRC)

Date : 7 juillet 2023

Objet : **Mise à jour :** Calibration et certification des équipements au CIUSSS de l'Est de-l'Île-de-Montréal

Afin de nous conformer avec nos partenaires pharmaceutiques et les différentes agences réglementaires, le CEMTL certifie que tous les équipements utilisés pour les essais cliniques sont calibrés. L'entretien est effectué par l'équipe du département de génie biomédical (sous la direction des services technologiques) selon les critères suivants:

- **Moniteur de signes vitaux:** L'entretien est effectué selon les spécifications du fabricant si défectueux, ou tous les 24 mois au minimum.
- **Balances (pèse-personne):** L'entretien est effectué selon les spécifications du fabricant si défectueuses, ou tous les 32 mois au minimum.
- **Pompes volumétriques:** L'entretien est effectué selon les spécifications du fabricant si défectueuses, ou tous les 18 mois au minimum.
- **Électrocardiogramme:** L'entretien est effectué une fois par an selon les spécifications du fabricant.
- **Moniteur cardiaque:** L'entretien est effectué une fois par an selon les spécifications du fabricant.
- **Oxymètre portatif (saturomètre):** Aucun entretien n'est suggéré par le fabricant.
- **Hémodialyseur:** L'entretien préventif est effectué aux 24 mois selon les spécifications du fabricant.

De plus, veuillez noter que toutes les informations mentionnées ci-dessus sont couvertes par le certificat d'Agrément Canada.

Les informations listées ci-dessus ne couvrent pas les équipements appartenant à la direction de la recherche.

