

POR • Contrôle des infections

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE BAS NIVEAU DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL

Le nettoyage et la **désinfection de bas niveau de l'équipement médical** constituent un élément essentiel du programme de PCI. Ceci permet de réduire au minimum la contamination croisée et le risque de transmission des infections nosocomiales.

De quel équipement médical parlons-nous ?

C'est tout appareil, dispositif, matériel médical « non invasif », c'est-à-dire, qui est en contact avec la peau (ou par contact indirect). Il devrait toujours être nettoyé et désinfecté, avant d'être utilisé pour un autre usager. Par exemple : Brassard tensiomètre, glucomètre, marchette, fauteuil roulant, bain, chaise d'aisance, etc.

Que veut dire une désinfection de bas niveau ?

Lorsque vous avez déterminé que l'équipement a été **en contact avec la peau intacte**, alors le risque infectieux demeure faible. C'est pour cette raison que c'est une **désinfection de bas niveau qui convient, après le nettoyage méticuleux**. Cette étape consiste à éliminer de nombreux micro-organismes pathogènes.

Qu'est-ce qui est attendu ?

Faire en sorte de nettoyer et désinfecter vos équipements médicaux après chaque utilisation et régulièrement. Pour le faire adéquatement :

- Avoir les bons équipements de protection individuelle requis, selon l'analyse du risque infectieux
- Avoir le bon produit nettoyant et désinfectant et connaître le temps de contact requis pour que la surface reste humide
- Nettoyer d'abord toute souillure, avant de procéder à la désinfection
- Désinfecter du plus propre au plus souillé et du plus haut au plus bas
- Ranger le matériel désinfecté dans un endroit propre désigné

Disponible prochainement :

- Une nouvelle procédure et des outils sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau des équipements médicaux ;
- Une vidéo de formation.

Nous vous remercions de votre contribution pour diminuer le risque de transmission des infections nosocomiales !

Porteur de la POR :

Isabelle Tremblay, Coordonnatrice du programme de prévention et de contrôle des infections
514-252-3400 poste 3170

2024-02-09