

CONSOMMABLES POUR DOPPLEX ABILITY

(APPAREIL DE MESURE DE L'INDICE
PRESSION-SYSTOLIQUE CHEVILLE-BRAS)



Ruth Eneida Molina
Conseillère en soins infirmiers
Évaluation du matériel et équipements de soins
Direction des soins infirmiers

2024-09-04

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec 

CONSOMMABLES DOPPLEX ABILITY

**(APPAREIL DE MESURE DE L'INDICE PRESSION-SYSTOLIQUE
CHEVILLE-BRAS)**


Auteur : Ruth Eneida Molina, CSI-Évaluation du matériel et équipements
de soins, Direction des soins infirmiers (DSI)

En collaboration avec : Radouane Mnie Filali CCSI-Évaluation du matériel
et équipements de soins, DSI

1.0 Liste des consommables

Description	Code GRM	Code de produit	Image
Étui de transport	2000093905	684-ACC-VAS-015	
Manchons plastique (contrôle des infections)	2000094405	684-ACC-VAS-016	
Papier thermal standard (imprimante)	2000094406	684-ACC-VAS-017	
Brassards taille STANDARD (ensemble de 4) Bras : 22-36 cm Cheville : 18-28 cm	2000095231	684-ACC-VAS-027	
Brassards taille LARGE (ensemble de 4) Bras : 34-46 cm Cheville : 24-35 cm	2000095229	684-ACC-VAS-011	

2.0 Montage de l'appareil Dopplex Ability avec les consommables



**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 