

Guide à l'intention des patients



Votre chirurgien a placé un Pansement absorbant en acrylique transparent Tegaderm^{MC} 3M^{MC} sur votre incision. Que devez-vous faire maintenant?

Nom du médecin : _____ Date de pose : _____

Établissement du placement : _____ Date de retrait : _____

Le patient est-il autorisé par le chirurgien à prendre une douche? Oui Non

Foire aux questions

Qu'est-ce que je pourrais observer en portant le pansement?

Votre pansement est doté d'une compresse absorbante transparente et d'un pansement secondaire imperméable. Cela vous permet de voir votre incision. Vous pourriez observer du sang et du liquide sur la compresse de votre pansement.

Ce n'est pas grave, et cela ne signifie pas que vous devez retirer votre pansement.
En fait, garder le pansement permet de maintenir un environnement de guérison¹.

Puis-je prendre une douche ou un bain avec ce pansement?

Oui. Vous pouvez prendre une douche avec ce pansement s'il est fermement en place et que les bords adhèrent bien ou ne sont pas soulevés. Ne prenez pas de bain ou de bain tourbillon lorsque vous portez ce pansement.

Suivez les recommandations relatives au retrait du pansement de votre chirurgien/fournisseur :

À quoi pourrais-je m'attendre en portant le pansement?

Le pansement est conçu pour rester en place plus longtemps que les autres pansements que vous avez déjà portés. Les informations ci-dessous vous aideront à comprendre ce à quoi vous pouvez attendre avec ce pansement.

Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre incision ou de votre pansement, appelez votre chirurgien.



Bulles

Il est normal que des bulles apparaissent. Elles sont causées par le gonflement de la compresse qui absorbe et retient des fluides.

Gardez le pansement.



Liquide dans la compresse ou aspect craquelé

Il y a du liquide à l'intérieur de la compresse, ou elle a un aspect craquelé, mais les bords du pansement adhèrent à la peau. C'est normal.

Gardez le pansement.



Rebords roulés

Les rebords s'enroulent, mais le pansement et la compresse sont toujours en place. Ceci est normal et la situation ne nécessite aucune mesure particulière.

Gardez le pansement.



Liquide au niveau de la bordure du pansement

Du liquide ou des taches sont visibles à côté de la compresse, mais il n'y a pas de fuite. Ceci est normal pour certaines incisions.

Gardez le pansement.



Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada
Division des solutions médicales
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577
3M.ca

La Compagnie 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
É.-U.
1 800 228-3957

¹Données internes de 3M. EM-05-001314.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2020, 3M. Tous droits réservés. 2008-18135 F