

ALGORITHME DÉCISIONNEL SAC DE DRAINAGE URINAIRE (COLLECTEUR) VOLET COMMUNAUTÉ/SANTÉ MENTALE

SONDE URINAIRE EN PLACE

USAGER ACTIF/MOBILE

- Effectue ses transferts par lui-même
- Est autonome dans ses activités de déplacement
- Est autonome dans ses déplacements en fauteuil roulant

USAGER NON MOBILE (Au fauteuil roulant ou alité)

- Effectue peu de mouvements par lui-même lorsqu'assis au fauteuil
- Est souvent alité
- N'est pas autonome dans ses déplacements en fauteuil roulant

SÉLECTION DU SAC COLLECTEUR

Choix : SAC À CUISSE (*laisser en place 24hrs/24*)

1000 mL # GRM 2000045884

500 mL # GRM 2000045883



Rallonge disponible au besoin #GRM 2000073511

Fréquence de changement

- **q. 2 semaines** et lors du changement de sonde;
- S'il y a un bris.

SÉLECTION DU SAC COLLECTEUR

Choix : SAC DE LIT (*laisser en place 24hrs/24*)

2000 mL # GRM 2000000850



Fréquence de changement :

- **Maximum après 30 jours** et lors du changement de sonde;
- S'il y a un bris.

**SI LIT À PROFIL
BAS**

Sac à cuisse en tout temps (*laisser en place 24hrs/24*) et vider au minimum **2 fois** la nuit.

**SI DIURÈSE
IMPORTANTE**

NUIT :

Brancher un **SAC DE LIT** directement au sac à cuisse, sans débrancher le système.

JOUR (entretien du sac de lit)

- ✓ Vider le sac de lit et le déconnecter du sac à cuisse;
- ✓ Désinfecter l'embout connecteur (sac de lit) avec de l'alcool et mettre un bouchon protecteur;
- ✓ Entreposer le sac dans une serviette propre.

ATTENTION

Ne jamais rincer ni nettoyer le sac de drainage urinaire avec une solution à base de vinaigre, javel ou savon !

SPCI, 04 septembre 2019