

Note de service

- Destinataires :** À tous les gestionnaires du CIUSSS-EMTL
- Expéditrice :** Isabelle Tremblay, Coordonnatrice clinico- administrative
Coordination de la prévention et du contrôle des infections- DSP
- Date :** 10 Septembre 2024
- Objet :** Gabarit fiches de nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux
-

Bonjour,

Comme mentionné dans la [procédure](#) associée, nous rappelons que l'équipement médical¹ doit être nettoyé et désinfecté, entre chaque usager et régulièrement.

Actuellement, quelques **fiches organisationnelles** de désinfection de l'équipement médical sont disponibles et d'autres sont en cours d'élaboration par l'équipe de PCI. La liste des fiches organisationnelles se trouve en annexe.

Si vous souhaitez élaborer une **fiche spécifique** de désinfection **pour un équipement médical qui ne se retrouve pas dans la liste en annexe** :

- L'équipe de PCI met à votre disposition [un gabarit](#) de fiche et [une marche à suivre](#) pour vous permettre de bien la compléter. Ces outils sont disponibles sur la page de la PCI.
- À noter que si vous avez déjà des procédures écrites de nettoyage et de désinfection de bas niveau pour vos équipements médicaux vous n'êtes pas dans l'obligation de modifier votre procédure. L'utilisation du gabarit proposé par l'équipe de PCI est optionnelle.

Soins et services / Services professionnels / Prévention des infections / Audits et outils cliniques / SVO/ Fiche POR / Fiche PCI

L'équipe de PCI reste disponible pour tout questionnement.

¹ Appareil, dispositif ou matériel médical non invasif qui n'entrent en contact qu'avec la peau intacte d'une personne. Le nettoyage et la désinfection de bas niveau de ces équipements, en utilisant des lingettes désinfectantes, permet de réduire au minimum la contamination croisée entre le souillé et le propre et ainsi diminuer le risque de transmission des infections nosocomiales.



Annexe

Les fiches sont mises en place afin de répondre aux critères de conformité de la POR sur le nettoyage et la désinfection de bas niveau de l'équipement médical.

Fiches organisationnelles disponibles et en cours d'élaboration :

Fiches organisationnelles disponibles

Stéthoscope	Bain
Cabaret portatif pour prélèvement-pansement	Fauteuil roulant électrique ou manuel
Glucomètre	Planche de transfert
Guitare (pour laver les cheveux)	Chariot à collation
Aspirateur (Gomco)	

Fiches organisationnelles en élaboration

Chaise d'aisance	Chariot lingerie – poubelle
Appareil à pression mobile	Fauteuil roulant (non électrique)
Chaise pèse personne mobile	Accessoire de marche
Chariot à médicament	Cabaret à pansement et prélèvement mobile
Lève personne mobile	Bladder scan
Thermomètre électrique ou tympanique	Bassin (pour laver un usager)
Ophtalmoscope/otoscope	Pèse personne fixe
ECG mobile	Échelle service alimentaire de l'unité
Télémetrie	Pompe d'alimentation entérale
Bilirubinomètre (BBM)	Pompe volumétrique
Doppler	Bonbonne d'oxygène
Veinveuer	Concentrateur
Poids, ballons, coussins (réadaptation)	Table d'examen
Urinal	Haricot