

Note de service

Destinataires : Médecins, gestionnaires, personnel en soins infirmiers, personnel de la logistique du CIUSSS-EMTL

Expéditeurs : Conseillères en soins infirmiers – Volet évaluation du matériel et équipement de soins - Direction des soins infirmiers

Radouane Mnie Filali – Conseiller cadre en soins infirmiers – Volet évaluation du matériel et équipement de soins - Direction des soins infirmiers

Date : 12 septembre 2024

Objet : Introduction d'un nouveau système de drainage thoracique mobile de type **P-Eggy**

Bonjour,

Nous désirons vous informer, que la valve de drainage thoracique de type Pneumostat et le système Atrium Express Mini 500 ne sont plus disponibles au sein de notre organisation. Par conséquent, et à la suite d'une recommandation de l'équipe médicale, nous avons fait l'acquisition d'un nouveau système de drainage thoracique avec réservoir nommé **P-Eggy** :

Code GRM	Description	Code d'article	Photo	Remplace le produit
2000012626	VALVE DRAIN THORACIQUE AVEC RÉSERVOIR (P-Eggy) <i>* Commander conjointement avec GRM 2000094105</i>	10808		VALVE DRAIN THORACIQUE AVEC RÉSERVOIR Code d'article : 16400 Atrium Express Mini 500 Code Article : 16100 Pneumostat
2000094105	ENSEMBLE D'ADAPTEUR (PR VALVE DRAIN THORACIQUE) <i>* Commander conjointement avec GRM 2000012626</i>	10543		AUCUN

Des capsules de formation s'adressant au personnel en soins infirmiers des secteurs ciblés seront déployées durant la semaine du 16 septembre 2024.

Les documents de référence et les outils cliniques suivants sont dorénavant accessibles sur intranet :

Via le lien [Standards de produits et de matériel de soins \(rtss.qc.ca\)](http://rtss.qc.ca) OU en vous référant au chemin suivant : *Soins et services > Soins infirmiers > Matériel et équipements en soins infirmiers > Standards de produits et de matériels de soins > Drainage thoracique > Valve de drainage thoracique P-Eggy.*

- Vidéos de formation (liens) :
 - [Vidéo Drain P-Eggy](#)
 - [Formation Drain P-Eggy](#)
- Guide d'utilisation du produit
- Brochure du produit

Via le chemin suivant : *Page principale CIUSSS > Applications HMR > Méthodes de soins informatisées (MSI) / [Méthodes de soins informatisées \(MSI\)](#) :*

- MSI - Système de drainage thoracique mobile de type Heimlich ou P-Eggy. (Installations, soins et surveillances).

Via le lien [Aide-mémoire \(rtss.qc.ca\)](http://rtss.qc.ca) OU en vous référant au chemin suivant : *Soins et Services > Soins infirmiers > Outils cliniques de la DSI > Aide-mémoire > Drainage thoracique:*

- Aide-mémoire - Drainage thoracique
- Vidéos de formation (liens) :
 - [Vidéo Drain P-Eggy](#)
 - [Formation Drain P-Eggy](#)

En cas de questions, vous pouvez contacter l'équipe de matériel et équipements de soins à l'adresse courriel : conseilleres_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Merci pour votre habituelle collaboration.