
Destinataires : Unités de soins, CLSC et cliniques de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Date : 2025-03-15

Objet : Mise en service de nouveaux réactifs pour les dosages de PTH, TSH et anti-TPO

Dans les prochains jours, le laboratoire de biochimie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont changera les trousse de réactifs des dosages de PTH, anti-perox.thyroïdienne (anti-TPO) et TSH.

17 mars 2025, modification de la formulation du réactif de la **PTH** par le fournisseur, les valeurs de références seront modifiées. L'instrument, le Cobas e411 de Roche demeure inchangé.

PTH : nouvelles valeurs de référence : 1,8 à 7,9 pmol/L

10 avril, changement de la formulation des réactifs de la **TSH** par le fournisseur Siemens. Les valeurs de référence seront inchangées.

15 avril, modification de la formulation des réactifs d'anti-TPO par le fournisseur Siemens. Les valeurs de références seront modifiées. L'instrument, Atellica de Siemens demeure inchangé.

Le seuil clinique passera de <60 U/mL et <13,8 U/mL. La concordance observée entre l'ancien et le nouveau réactif est d'environ 90%, les résultats discordants étant très proches des seuils cliniques.

Anti-TPO : nouveau seuil clinique < 13,8 U/mL

Merci de toujours vous référer aux valeurs de référence indiquées sur les rapports.

Si vous avez des interrogations, des commentaires ou observez des discordances avec la clinique, n'hésitez pas à communiquer avec le laboratoire et le biochimiste clinique responsable.

Dre Anaïck Lagana-Teyssier, biochimiste clinique
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM
5415 boul l'Assomption
Montréal, Québec
H1T 2M4