## Validation Saturomètre (SpO2)

Manufacturier : Nellcor

Modèle: OXYMAX N-65

# CI: 801018

# série: P14813701

Simulateur		Valeur	Valeur mesurée	
<b>%</b>	BPM	%	<b>BPM</b>	
100	150	100	<b>150</b>	
98	120	98	120	
<b>97</b>	100	97	100	
95	80	95	80	
90	65	90	65	
85	60	85	60	
80	30	80	30	

Nom (lettres moulées): Hermann FOSSUO TALOM

Signature

Date: 25-11-2024

Appareil utilisé pour validation : Fluke SPOT Light Sp02 functional tester GBM 23127