

Rapport d'entretien préventif

	Pèse-Personne	SERVICE	Recherche Clinique
Marque	DETECTO	Date	2025-01-28
Modèle	750	No. GBM	801019
No. Série	E28810-0225	No. SR	1268077

I Inspection générale

Réussite Échec

- 1.1 Inspection physique de la balance et nettoyage
- 1.2 Vérification du transformateur / batterie
- 1.3 Vérification de la mise au niveau
- 1.4 Vérification de l'afficheur / pavé numérique/ boutons de contrôles
- 1.5 Vérification du poids "zéro"

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

II Vérification de la calibration

2.1 Vérification avec poids étalon

Poids lest	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Valeur mesuré	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Déviaton entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg	0,0kg

Poids lest	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Valeur mesuré	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Déviaton entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg

* Tolérance de $\pm 0.1\text{kg}$

2.2 Vérification du stadiomètre

Hauteur stadiomètre	90,0cm	180,0cm
Valeur mesuré	89,5cm	180,0cm
Déviaton entre référence	-0,5cm	0,0cm

* Aucune tolérance disponible

III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Poids 20kg
No GBM	82061
Certifié par	Covariance
No de certification	00011F636641RK
Échéance du certificat	2025-12-31

IV Commentaire

Calibration fait

V Techniciens GBM

Titre

Paul Savard

/ Technicien GBM

PS 2025-1-28

/