



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION	
			H.M.R.	
FAX:			FAX:	
CONTACT:			CONTACT:	
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #
801042	RT-04128	SANYO	MDF-US36A	90302758

Maintenance préventive

Vérification contrôleur

Point de consigne

Alarme haute

Alarme externe

Température actuel

Alarme basse

Température enregistreur

Points à vérifier

Tension d'alimentation	115.1 Vac	Enregistreur graphique	mla
Tension de la pile	01-2025 4.0 Vac	Fermeture de porte	mla
Compresseur premier stage	2.1 A 0.3 A long	Charnière de porte	OK
Compresseur deuxième stage	mla	Moteur du circulateur	mla
Moteur du condenseur	OK	Valve du CO2	mla
Moteur de l'évaporateur	mla	Raccord tube CO2	mla
Minuterie de dégivrage	mla	Point de consigne CO2	mla
Cordon électrique	OK	Élément électrique	mla
Contacteurs compresseurs	mla	Réservoir d'humidité	mla
Joint d'étanchéité de porte	OK	Drain	OK mla
Système auxiliaire LN/CO2	mla	Interrupteur de porte	OK
Nettoyage du condenseur	mla	Élément de porte	mla

Commentaires

Date: 07 mai 2025

Prochaine maintenance: mai 2026

Signature Client: [Signature]

Technicien: mj



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÉL.:			CONTACT: TÉL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
801042	RT-04128	SANYO	MDF-US36D	90302758	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION

CONGELATEUR (HAUT)

REÇU CONFORME
RECEIVED IN SPECS

OUI

PRÉCISION

± 1%

QUITTE CONFORME
LEAVING IN SPECS

OUI

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER #

16674

RÉPARATION (o/n)
REPAIRED (y/n)

NON

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
<u>CAUBRATEUR</u>	<u>-76.977°C</u>	<u>-76.977°C</u>	<u>± 1°C</u>
<u>AFFICHEUR</u>	<u>-75°C</u>	<u>-76.977°C</u>	<u>± 1°C</u>

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T. STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS

Plaque m = 15.73 S = 3268039

STANDARDS USED

Sonde RTD m = 5627A S = 5627363

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE

7-5-2025

DATE DUE
DUE DATE

MAI 2026

Signature Client: _____



Services d'équipements de laboratoire

3685, Georges Corbeil, (local 105) Terrebonne, Qc J6X 4J5

TÉL.: (514) **381-2222** / FAX: (450) **968-1988**

service@suprascientifique.ca www.suprascientifique.ca

R.B.Q.: 8287-9776-21

CLIENT CUSTOMER			LIEU D'INSTALLATION EQUIPMENT LOCATION <u>H.M.R.</u>		
FAX:			FAX:		
CONTACT: TÊL.:			CONTACT: TÊL.:		
# D'UNITÉ UNIT #	ENDROIT LOCATION	MARQUE MAKE	# MODÈLE MODEL #	# SÉRIE SERIAL #	
801042	RT-04128	SANYO	MDF-US36-D	90302758	

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

DESCRIPTION	<u>CONGÉLATEUR (BAS)</u>	REÇU CONFORME RECEIVED IN SPECS	<u>OUI</u>
PRÉCISION	<u>±1%</u>	QUITTE CONFORME LEAVING IN SPECS	<u>OUI</u>
BON DE TRAVAIL WORK ORDER #	<u>16674</u>	RÉPARATION (o/n) REPAIRED (y/n)	<u>NON</u>

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE À L'AMBIANCE
AMBIENT CONDITIONS AT TIME OF CALIBRATION

REMARQUES(S)
COMMENTS

	AVANT	APRÈS	TOLÉRANCE
CAUVRATEUR	-29.115°C	-29.115°C	±1°C
AFICHEUR	-30°C	-30°C	±1°C

L'INSTRUMENT CI-HAUT MENTIONNÉ A ÉTÉ ÉTALONNÉ SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATION DU MANUFACTURIER.

THE ABOVE INSTRUMENT WAS CALIBRATED USING THE COMPARISON METHOD IN CONFORMANCE WITH THE MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

ÉTALONS UTILISÉS RETRACABLE AU C.N.R.C. / N.I.S.T.-STANDARDS USED C.N.R.C. / N.I.S.T. TRACEABLE

ÉTALONS UTILISÉS Philo m=1523 s=3260039

STANDARDS USED Serde HTD m=5627A s=4994391

CERTIFIÉ PAR
CERTIFIED BY

DATE 7-5-2025 DATE DUE Mai 2026

Signature Client: _____