

Sphygmomanomètre - Validation

Manufacturier : Welch Allyn

Modèle : WAL767

de série : 230508112950

Pression indiquée par le Sphygmomanomètre	Pression mesurée	Tolérance
300 mm Hg	300mm Hg	± 3 mm Hg
250 mm Hg	250mm Hg	± 3 mm Hg
200 mm Hg	200mm Hg	± 3 mm Hg
150 mm Hg	150mm Hg	± 3 mm Hg
100 mm Hg	100mm Hg	± 3 mm Hg
50 mm Hg	50mm Hg	± 3 mm Hg
0 mm Hg	0 mm Hg	± 3 mm Hg

Date : 2025-06-18

Nom du technicien GBM (lettres moulées) :

Francis Jolicoeur

Signature : FJ - 