

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
Biomédical
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Génie

Sphygmomanomètre - Validation

Manufacturier : WELCH ALLYN (#1013638)

Modèle : WAL767

de série : 230508112950

#GBM 802077

Pression indiquée par le sphygmomanomètre	Pression mesurée	Tolérance
300 mm Hg	300mm Hg	± 3 mm Hg
250 mm Hg	250 mm Hg	± 3 mm Hg
200 mm Hg	200mm Hg	± 3 mm Hg
150 mm Hg	149mm Hg	± 3 mm Hg
100 mm Hg	99mm Hg	± 3 mm Hg
50 mm Hg	49mm Hg	± 3 mm Hg
0 mm Hg	0mm Hg	± 3 mm Hg

Date : 2026-06-10

Nom du technicien GBM (lettres moulées) :

Hermann FOSSUO TALOM

Signature : H T

