

## Note de service

- Destinataire :** Coordonnatrices clinico-administratives et chefs d'unité 5CD, 6CD, 8AB, soins intensifs, clinique de médecine de jour, bloc opératoire, salle de réveil, centre d'oncologie.
- Expéditeur :** Conseillers(ères) en soins infirmiers – matériels et équipement de soins
- Date :** 2 novembre 2017
- Objet :** Déploiement des nouveaux pousset-seringues Medfusion 4000 à l'HMR
- 

Bonjour,

Afin de faire face aux difficultés d'approvisionnement des tubulures et des solutés BAXTER la direction logistique, la DSI et la DSP ont pris la décision d'acheter 100 nouveaux pousset-seringues de marque Medfusion 4000. Voici donc des informations sur cet équipement et sur le plan de déploiement.

Le Medfusion 4000 est un pousse seringue intelligent dont l'affichage est uniquement en anglais pour les fonctions de bases (facile à comprendre) avec une bibliothèque intégrée qui sera en français tel que la mini bibliothèque et celle personnalisée (médications et alertes)

Ces pousset seringues seront disponibles au courant de la semaine du 6 novembre.

La formation débute aujourd'hui, jeudi le 2 novembre, sur les unités de soins concernées soient les soins intensifs, le bloc opératoire, les unités de chirurgie (8AB 6CD 5CD), le centre d'oncologie, la clinique de médecine de jour et la salle de réveil des pavillons Maisonneuve et Rosemont. L'horaire de formation vous a été communiqué dans une autre note de service

Une formation en ligne est disponible sur l'intranet dans l'onglet Soins et Services - Soins infirmiers – Formation en ligne – Pompes à perfusion – Medfusion, pour les employés qui n'auraient pas assisté à celle offerte par la représentante.

Trois fiches d'utilisation rapide seront disponibles pour les unités ciblées d'ici lundi le 6 novembre.



---

Phase 1 du déploiement :

Les poussettes-seringues seront déployés avec une mini bibliothèque qui comprendra les options suivantes :

|                 |
|-----------------|
| Volume / temps  |
| ml / heure      |
| Dose / kg / h   |
| Dose / kg / min |
| Dose / temps    |

Pour le bloc opératoire : la bibliothèque actuelle sera programmée dans les nouveaux appareils.

Pour les soins intensifs : la même bibliothèque que le bloc opératoire sera introduite dans leurs poussettes-seringues pour l'instant.

---

Phase 2 du déploiement : Les bibliothèques seront personnalisées pour chacune des unités spécialisées.

---

Informations importantes :

Cette mini bibliothèque permet d'assurer la sécurité des patients par un contrôle précis et sécuritaire des options de perfusions.

Dans un souci de contrôle (inventaire et entretien préventif) des équipements ceux-ci seront identifiés par une étiquette plastifiée portant le nom du département. Celle-ci sera installée par le GBM.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration

Personnes contacts: Conseillers(ères) en soins infirmiers matériels et équipement de soins

Kim Laurin (514) 252 3400 (poste 4282)

Jean-Benoît Fiot (514) 252 3400 (poste 3254)